



**NUMUNE TAŞIMA- KAN TAŞIMA VE  
PİNOMATİK TÜPLERİ TEMİZLİK  
FORMU  
(YÜKSEK RİSKLİ)**

Doküman Kodu	DS.FR.75
Yayın Tarihi	02.01.2020
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	08.08.2022
Sayfa Numarası	1

Tarih	Numune Taşıma	Kan Taşıma	Pinomatik Tüpleri	Temizliği Yapan	Kontrol Eden
	Haftada 3 kez ve kirlendikçe	Haftada 3 kez ve kirlendikçe	Haftada 3 kez ve kirlendikçe		
01/...../20..					
02/...../20..					
03/...../20..					
04/...../20..					
05/...../20..					
06/...../20..					
07/...../20..					
08/...../20					
09/...../20					
10/...../20..					
11/...../20.					
12/...../20..					
13/...../20.					
14/...../20..					
15/...../20..					
16/...../20..					
17/...../20...					
18/...../20...					
19/...../20..					
20/...../20..					
21/...../20..					
22/...../20..					
23/...../20..					
24/...../20..					
25/...../20...					
26/...../20...					
27/...../20...					
28/...../20..					
29/...../20...					
30/...../20...					
31/...../20...					

NOT: 1/100 :1 t suya 10 cc çamaşır suyu veya 1,5 lt suya 1 klor tablet )

Kan ve vucüt çıktısı varlığında 1/10 lt suya 100 cc çamaşır suyu veya 1,5 lt suya 10 klor tablet)

Daha ayrıntılı bilgi için "Pnömatik İletim Sisteminde Hasta Örneklerinin Taşınması Talimatına" bakınız.(Numune Taşıma ve Kan Taşıma içinde Pnömatik İletim Sisteminde Hasta Örneklerinin Taşınması Talimatına bakabilirsiniz.)