



KLİNİKLER GENEL TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU

ORTA ve DÜŞÜK RİSKLİ ALAN

(.....)

Doküman Kodu	DS.FR.34
Yayın Tarihi	22.01.2016
Revizyon No	3
Revizyon Tarihi	17.09.2024
Sayfa No	1 / 2

Tarih	Deskerin Temizliği		Tansiyon aleti, nebulizatör cihazı ilaç hazırlama tepsisi Defibrilatör , Serum askıları, oksijen flowmetreleri, EKG, Aspirasyon cihazı, sedyeler, Tekerlekli Sandalyeler		Kapılar	Enjeksiyon ve muayene odalarının temizliği/ Kapı Kolları		Çöplerin Toplanması		Zemin Temizliği		Depo temizliği (düşük riskli alan)	Duvarlar ve camlar	Kirli çamaşır arabası ve çöp kovalarının ve evsel çöp konteynir temizliği	Hemşire odası	Numune taşıma, kan taşıma ve pnömotik tüpleri			Personel lavaboları temizliği	Sıvı sabun kapları 3/4 Dolacak şekilde	Doktor odası temizliği	Temizliği yapan personel	Kontrol eden Sorumlu Hemşire	Kontrol eden kurum sorumlusu
	Günde 2 defa ve kirlendikçe		Her kullanımdan sonra ve günde 1 defa		Haftada bir kirlendikçe	Günde 1 defa ve kirlendikçe	Günde 2 defa ve ihtiyaç olduğunda		Günde 2 defa ve kirlendikçe		Günde 1 defa ve kirlendikçe	2 Haftada Bir ve kirlendikçe	Hafta bir ve kirlendikçe	Günde 1 defa ve kirlendikçe	Haftada 3 kez ve kirlendikçe			Günde 1 defa ve kirlendikçe	Haftada bir veya Bittikçe	Günde 1 defa ve kirlendikçe	imza	imza	imza	
	07:00	19:00	22:00		23:00	07:00	10:00	22:00	10:00	14:00		06:30	Cumartesi veya Pazar	Cumartesi	18:00	Pzt	Çarş	Cuma	18:00	Cumartesi veya Pazar	18:00			
17/...../20.																								
18/...../20.																								
19/...../20.																								
20/...../20.																								
21/...../20.																								
22/...../20.																								
23/...../20.																								
24/...../20.																								
25/...../20.																								
26/...../20.																								
27/...../20.																								
28/...../20.																								
29/...../20.																								
30/...../20.																								
31/...../20.																								

NOT: Orta riskli alanlar 1000 ppm ile temizlik yapılır. 1 LİTRE SUYA 10 CC ÇAMAŞIR SUYU veya 1,5 LİTREYE 1 KLOR TABLET Kan ve vücut çıktısı varlığında 1000ppm ile temizlik yapılır. 1 LİTRE SUYA 100 CC ÇAMAŞIR SUYU veya 1,5 LİTREYE 10 KLOR TABLET(üste alınacak) NOT: YARALANMA VE KAZA DURUMLARINDA YARAYI BOL SU İLE YIKAYIN! ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HEMŞİRESİNE BAŞVURUN!

NOT: Düşük Riskli Alanlar: Temizlenecek alan/ bölüm/ malzeme hasta vücut sıvısı ile kirlenme durumunda; temizliğe ek olarak 1/10 'luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. Paspas ve temizlik bezleri kirlendiğinde 1/ 100 çamaşır suyunda 20 dk bekletildikten sonra durulanır ve kurutulur. 200 ppm 7,5 litre suya 1 tablet /1 litre suya 1 cc çamaşır suyu eklenerek hazırlanır.